



Conseils du revendeur

GAMMES

GAMMES	AUTONOMIE MICTIONNELLE			FUITES URINAIRES LIQUIDES Quelques gouttes survenant momentanément		GERES Séparément au	FUITES URINAIRES MODÉRÉES Gouttes ou jets < 200 ml en 1 fois			FUITES URINAIRES FORTES La vessie se vide brutalement d'un volume supérieur à 200 ml			
	INDEPENDANT	BEON D'AIDE*	DÉPENDANT**	3-4 gouttes	5-6 gouttes	1 goutte	2-3 gouttes	4-5 gouttes	6-7 gouttes	8-9 gouttes	10-11 gouttes	12-13 gouttes	14-15 gouttes
<input type="checkbox"/> TENA Men	●					NIVEAU 1 275ml	NIVEAU 2 480ml	NIVEAU 3 700ml		NIVEAU 4 1430ml			
<input type="checkbox"/> TENA Lady	●			ULTRA MINI 80ml	MINI 170ml	NORMAL 300ml	EXTRA 500ml	SUPER 880ml	EXTRA+ InstaDRY	MAXI InstaDRY 812ml	MAXI NIGHT 870ml		
<input type="checkbox"/> TENA Lady Silhouette	●							NORMAL 880ml M-L					
<input type="checkbox"/> TENA Pants	●	●								PLUS 1440ml : S-M-L-XL	SUPER 2010ml S-M-L-XL	MAXI 2550ml M-L	
<input type="checkbox"/> TENA Flex		●	●							PLUS 1980ml S-M-L-XL	SUPER 2445ml S-M-L-XL	MAXI 3595ml S-M-L-XL	
<input type="checkbox"/> TENA Slip		●	●							PLUS 1846ml XS-S-M-L	SUPER 2350ml S-M-L-XL	MAXI 2905ml S-M-L	
<input type="checkbox"/> TENA Comfort	●	●					NORMAL 1000ml			PLUS 1600ml	EXTRA 1900ml	SUPER 2200ml	MAXI 2900ml
<input type="checkbox"/> TENA Fix Premium													
<input type="checkbox"/> TENA Hygiène & soins													

* La personne peut se rendre seule aux toilettes et est parfaitement capable d'assurer tous les gestes quotidiens (habillage, changement de la protection, toilette...)
 ** La personne peut se rendre aux toilettes seule ou accompagnée mais a besoin d'aide pour se déshabiller, s'essuyer ou se rhabiller. Elle peut obtenir cette aide (capacité à demander, sonnette à portée, etc.).
 *** La personne ne peut pas se déplacer ou ne peut pas obtenir de l'aide.